

# Extensometer Price List



| ลำดับ | รุ่น               | รายละเอียด / รูปภาพ                                                                                                                                                                                                                                                      | ราคาเริ่มต้น |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 3542-050M-xxx-xx   | -50mm gauge length<br>-Measuring Range (Please see the catalogue)<br>-Round samples up to 1.0inch (25mm dia.)<br>-Flat sample to 0.5 inch thick by 1.25 inch wide (12mm by 31mm)<br>   | 169,000฿     |
| 2     | 3542-0100-xxx-xx   | -100mm gauge length<br>-Measuring Range (Please see the catalogue)<br>-Round samples up to 1.0inch (25mm dia.)<br>-Flat sample to 0.5 inch thick by 1.25 inch wide (12mm by 31mm)<br> | 189,000฿     |
| 3     | 3542L-100M-xxxx-xx | -100mm gauge length<br>-Measuring Range (Please see the catalogue)<br>-Round samples up to 1.0inch (25mm dia.)<br>-Flat sample to 0.5 inch thick by 1.25 inch wide (12mm by 31mm)<br> | 199,000฿     |



# Extensometer Price List



| ลำดับ | รุ่น               | รายละเอียด / รูปภาพ                                                                                                                                                                                                                                       | ราคาเริ่มต้น |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4     | 3542L-200M-xxxx-xx | -200mm gauge length<br>-Measuring Range (Please see the catalogue)<br>-Round samples up to 1.0inch (25mm dia.)<br>-Flat sample to 0.5 inch thick by 1.25 inch wide<br>  | 239,000฿     |
| 5     | 3542L-500M-xxxx-xx | -500mm gauge length<br>-Measuring Range (Please see the catalogue)<br>-Round samples up to 1.0inch (25mm dia.)<br>-Flat sample to 0.5 inch thick by 1.25 inch wide<br> | 269,000฿     |
| 6     | 3543-050M-xxx-xx   | -50mm gauge length<br>-Measuring Range (Please see the catalogue)<br>-Round samples up to 1.0inch (25mm dia.)<br>-Flat sample to 0.5 inch thick by 1.25 inch wide<br>  | 289,000฿     |



# Extensometer Price List



| ลำดับ | รุ่น                 | รายละเอียด / รูปภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ราคาเริ่มต้น |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7     | 3442-025M-xxxx-xx    | <p>-25mm gauge length</p> <p>-Measuring Range (Please see the catalogue)</p> <p>-Round samples up to 0.02-0.5inch (0.5-13mm dia.)</p> <p>-Flat sample to 0.005-0.5 inch thick by up to 0.6 inch wide (0.1-13mm by up to 15mm)</p>  | 220,000฿     |
| 8     | 3442AVG-050M-xxxx-xx | <p>-50mm gauge length</p> <p>-Measuring Range (Please see the catalogue)</p> <p>-Works with samples 0.25 to 25mm (0.01 to 1.0 inch) width or diameter</p>                                                                          | 390,000฿     |
| 9     | 3560-AVG-050M-xxx-xx | <p>-50mm gauge length</p> <p>-Measuring Range (Please see the catalogue)</p> <p>-Works with samples 2.5 to 25mm (0.1 to 1.0 inch) width or diameter</p>                                                                            | 430,000฿     |

# Extensometer Price List



| ลำดับ | รุ่น              | รายละเอียด / รูปภาพ                                                                                                                                                           | ราคาเริ่มต้น |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10    | 3541-020M-xxxx-xx | -20mm compressed gauge length<br>-Measuring Range (Please see the catalogue)<br>             | 169,000฿     |
| 11    | 3575AVG-200M-xx   | -Measuring range 2.0mm<br>-Works with samples 9.5 to 25mm<br>(0.375 to 1.0 inch) width<br> | 249,000฿     |
| 12    | 3800-020M-xxxx    | -20mm gauge length<br>-Measuring Range (Please see the catalogue)<br>                      | 379,000฿     |

# Extensometer Price List



| ลำดับ | รุ่น       | รายละเอียด / รูปภาพ                                                                                                                | ราคาเริ่มต้น |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10    | YYU-50/25  | -50mm gauge length<br>-Measuring Range 25%<br>   | 45,000฿      |
| 11    | YYU-100/25 | -100mm gauge length<br>-Measuring Range 25%<br> | 58,000฿      |
| 12    | YYU-500/25 | -500mm gauge length<br>-Measuring Range 25%<br> | 79,500฿      |

# Extensometer Price List



## หมายเหตุ

1. ราคาที่แสดงเป็นราคาเริ่มต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม หรือขีดความสามารถของตัวเครื่องและ Accessories ต่าง ๆ
2. ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ฟรีค่าบริการติดตั้งและ Set up แบบ On Site ฟรีระยะทาง 60 กม. สำหรับยอดสั่งซื้อเกิน 50,000 บาท  
ฟรีค่าบริการติดตั้งและ Set up แบบ On Site ฟรีระยะทาง 150 กม. สำหรับยอดสั่งซื้อเกิน 200,000 บาท  
ฟรีค่าบริการติดตั้งและ Set up แบบ On Site ฟรีระยะทาง 250 กม. สำหรับยอดสั่งซื้อเกิน 400,000 บาท
4. ราคาที่แสดงยังไม่รวมสอบเทียบ (Calibration) ค่าแรงตามมาตรฐาน ISO9513
5. ราคาที่แสดงรวมบริการใดบ้าง ?
  - 5.1 บริการค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์หน้างาน
  - 5.2 ใบรายงานเทียบค่า (Verification) จากโรงงาน ตามมาตรฐาน ISO9513
  - 5.4 สาธิตพร้อมแนะนำการใช้งาน แบบ On Site 1 ครั้ง
  - 5.5 รับประกัน 1 ปี